

НАПРАВЛЕНИЕ в медицинскую лабораторию МЕДЛАБЭКСПРЕСС

8 (342) 240-40-40, 8 (800) 222-20-40 (Звонок бесплатный)

Фамилия		пол				
Имя						
Отчество						
Дата рождения (дд.мм.гг.)	День цикла / срок беремен.	Контактный телефон пациента				
Врач (фамилия, имя, отчество)		Номер полиса				
	УЗИ взрослым и детям г. Пермь по предваритель- ной записи	Функциональная диагностика (6 лет)	Цена	Код		Цена
		ЭКГ	900	20.01	Взятие крови	130
				20.02.00	Взятие мазков	150
				20.06.01(02)	Инъекция	220
ЭКГ без расшифровки	700	20.03.01	Снятие клеща	250		

Пункты Перми и Пермского края:

ул. Газеты Звезда, 30 ул. Ленина, 10 ул. Ленина, 82 ул. Попова, 57 ул. Героев Хасана, 1 ул. 25 Октября, 40 А ул. Чернышевского, 15 ул. Белинского, 31 ул. Холмогоровская, 4 В ул. Лодыгина, 26 ул. Солдатова, 42/3 ул. Сергушовская, 17 ул. Революции, 5 ул. Куйбышева, 51	ул. Куйбышева, 97 ул. Островского, 49 ул. 40-я Победы, 10 А (Лады) ул. Василия Таттцева, 8 ул. Калеева, 20 ул. Маршала Рыбалко, 74 пр. Парковый, 31/1 пр. Парковый, 28 А ул. Барамзинной, 38 ул. Малкова, 12 ул. Мильчакова, 19 ул. Докучаева, 32 ул. Ленина, 83 ул. Плеханова, 58 А	ул. Леонова, 23 ул. Леонова, 45 шоссе Космонавтов, 121 пр. Декабристов, 22 ул. Карпинского, 14 ул. Карпинского, 50 ул. Карпинского, 112 ул. Вильямса, 4 ул. Веденеева, 41 ул. Молдагаска, 4 ул. Уральская, 115 ул. Крупской, 26 ул. Аркадия Гайдара, 14 А ул. Уральская, 95	ул. Ким, 49 ул. Ушинского, 4 ул. Гаукова, 20 ул. Макаренко, 54 ул. Уинская, 18 ул. Сакко Ванцетти, 93 А ул. Целинная, 43/1 ул. Салфидина, 13 ул. Восстания, 8 ул. Камская, 1 Б (Кондратово) ул. Нижнемуллинская, 8 (Куптаво) ул. Победы, 18 (Усть-Качка) ул. Центральная, 24/1 (Лобаново) пгт. Звездный, ул. Плесоново
Бара: ул. Фрунза, 5 Березники: ул. Пятилетки, 22 ул. Юбилейная, 119 ул. И. Дошеникова, 9 ул. Кирова, 3 ул. Советская, 72 Краснокамск: ул. Чапаева, 1 Кунгур: ул. Красная, 21 ул. Просвещения, 7 А	Кудымкар: ул. Данилова, 14 А ул. М. Горького, 22 ул. К. Маркса, 14 Лысьва: ул. Металлистов, 26 ул. Чапаева, 21 Оса: ул. Генерала Богомыкова, 8 ул. Степана Разина, 81 А Ползна: ул. Пяткина, 56	Соликамск: ул. Советская, 53 ул. Северная, 47 (м-н Боровск) Суксун: ул. К. Маркса, 41 Уинское: ул. Коммунистическая, 6 Чайковский: ул. Строительная, 8 Приморский бульвар, 29 ул. Коммунистическая, 18 А ул. Красноармейская, 90 А Чусовой: ул. Ленина, 22 ул. 50 лет ВЛКСМ, 25	

АУТО-АНТИТЕЛА		
06.51.99.A	АТ к односпиральной ДНК (a-ssDNA)	810
06.52	АТ к ДНК сумм.	540
06.52.01	Антитядерные антитела (ANA) сумм. кол.	1400
06.52.02	АТ к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) IgG кол.	950
06.52.03.A	Антинуклеарный фактор (АНФ) на Нер-2 клетках	1100
06.52.04.A	Антинуклеарные антитела IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот Развернутая диагностика склеродермии IgG (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarlin, NOR90, ThTo, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52)	3900
06.52.05.A	АТ к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин)	3700
06.52.06.A	АТ к протеиназе-3 (анти-PR-3) IgG	1400
06.52.07.A	АТ к протеиназе-3 (анти-PR-3) IgG	1500
06.52.08.A	АТ к антигену Scl-70 (Анти-Scl-70)	1300
06.52.09.A	АТ к цитоплазматическому антигену Jo (Анти-Jo)	1300
06.52.10.A	Иммуноблот при полимиозите (Mi2b, Kp, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, QJ, Ro-52)	4250
06.52.13.A	Антиперинуклеарный фактор IgG	1100
06.53	АТ к кардиолипину сумм. IgG/IgM/IgA	1100
06.53.01	АТ к кардиолипину IgG	1100
06.53.02	АТ к кардиолипину IgM	1100
06.53.97.A	АТ к фосфатидил-протромбину (PS-PT), сумм. IgG/IgA/IgM	1500
06.53.98.A	АТ к бета-2-гликопротеину-1, IgM	1300
06.53.99.A	АТ к бета-2-гликопротеину-1, IgG	1300
06.54	АТ к бета-2-гликопротеину-1 сумм. IgG/IgM/IgA	820
06.54.02	Антифосфолипид-скрининг сумм. IgG (антитела кардиолипинам, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидной кислоте, бета-2 гликопротеину-1)	880
06.54.03	Антифосфолипид-скрининг сумм. IgM (антитела кардиолипинам, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидной кислоте, бета-2 гликопротеину-1)	880
06.54.98	АТ к тканевой трансглутаминазе IgG	870
06.54.99	АТ к тканевой трансглутаминазе IgA	870
06.55	АТ к тканевой трансглутаминазе сумм. IgG/IgA	870
06.55.02	АТ к глиадину IgA	870
06.55.03	АТ к глиадину IgG	870
06.55.04.A	АТ к дезаминированным пептидам альфа-глиадина (AAG), IgA	1200
06.55.05.A	АТ к дезаминированным пептидам альфа-глиадина (AAG), IgG	1200
06.55.10.A	АТ к эндомизину IgA	1600
06.56	АТ к модиф. цитруллиновому виментину (anti-MCV)	1100
06.56.01	АТ к цикл. цитруллиновому пептиду (АЦЦП, АССР)	920
06.72.01.A	АТ при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину)	4900
06.72.03.A	АТ к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит)	3900
06.73.01.A	АТ к овариальным (текальным) антигенам	1600
06.74.01.A	АТ к островковым (бета)- клеткам поджелудочной железы (ICA) IgG	1450
06.75.01.A	АТ к митохондриям (АМА)	1450
06.75.03.A	АТ к антигенам аутоиммунных заболеваний печени, IgG (растворимому антигену печени (SLA/LP), цитозольному антигену (LC-1), микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), митохондриям (АМА-M2), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2-3E), антигену Sp-100, антигенам PML и gp210), иммуноблот диагностики аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4)	3600
06.76.01.A	АТ к базальной мембране клубочка (БМК), IgG	1400
06.77.01.A	АТ к париетальным (обкладочным) клеткам желудка	1400
06.77.03.A	АТ к бокаловидным клеткам кишечника IgG	1600
06.78.01.A	АТ к гладким мышцам (ASMA, АГМ)	1400
06.79.01.A	АТ к эпидермальной базальной мембране IgG	1400
06.79.02.A	Диагностика пузырных дерматозов, IgG (антитела к десмосомам кожи, эпидермальной базальной мембране)	2400
06.80.01.A	АТ к миокарду IgG	1400
06.81.01.A	АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCA, АНЦА), IgG с определением типа свечения	1600
06.81.02.A	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Сombl 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI))	1350
06.82.01.A	АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCA, АНЦА), IgA	1350
06.83.01.A	АТ к миелопероксидазе (анти-MPO), IgG	1350
06.83.02.A	АТ к тромбоцитам IgG	2700
06.84.01.A	АТ к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG	1800
06.85.01.A	АТ к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) IgG	1900
06.86.01.A	АТ к сахаромицетам (Saccharomyces cerevisiae, ASCA), IgG	1300
06.87.01.A	АТ к сахаромицетам (Saccharomyces cerevisiae, ASCA), IgA	1300
06.88.01.A	Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (AхР))	4300
06.89.01.A	АТ к внутреннему фактору Кастла	1400
06.90.20.A	АТ к аннексину V класса IgG	1500
06.90.21.A	АТ к аннексину V класса IgM	1500
06.90.22.A	ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (АТ к 24 антигенам основных органов и систем человека)	7600

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
19.10.01	Генетика метаболизма фолатов (4 точки - MTHFR: 677 C>T (A1a222Val); MTHFR: 1298 A>C (Glu429Ala); MTR: 2756 A>G (Asp919Glu); MTRR: 66 A>G (Ile22Met))	2100
19.11.01	Генетические исследования плазменных факторов свертывания крови (5 точек - F2: 20210 G>A; F5: 1691 G>A (Arg506Gln); F7: 10976 G>A (Arg353Gln); FGB: -455 G>A; SERPINE1 (PAI-1): -675 56>4G)	2100
19.11.04.A	Определение мутации V617F в 14-м экзоне гена JAK2, ПЦР, колич.	3300
19.12.01	Рак молочной железы/яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 точек)	2100
19.12.01.A	Выявление мутации 1100delC и IVS2+1G>A в гене CHEK2	1600
19.12.05.A	Генодиагностика синдрома MEN 1, 2A, 2B и семейного рака щитовидной железы (MEN (2 экзона) и RET (6 экзонов))	6100
19.13.01	Генетические исследования тромбоцитарных факторов свертывания крови (3 точки - F13: G>T (Val34Leu); ITGA2: 807 C>T (Phe224Phe); ITGB3: 1565 T>C (Leu 33Pro))	2100
972	Перед началом приема ОК (анализ полиморфизма гена протромбина F2 и гена F5 «мутация Лейдена»)	1590
974	Полиморфизм генов системы гемостаза (расширенное исследование 12 точек- F2, F5, F7, F8, SERPINE1, ITGB3, F13A1, ITGA2, MTHFR, MTRR, MTR, MTRR)	5670
19.14.01.A	Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата Варфарин	2100
19.15.01	Синдром Жильбера	2100
19.17.01	Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева)	2100
19.17.04.A	Типирование гена HLA-B51 для диагностики болезни Бехчета (18-136)	3100
19.18.02.A	Анализ кариотипа (с фотографий хромосом) 1 пациента	6100
19.19.01.A	Коннексин 26 (GJB2 все мутации)	2100
19.20.01.A	Аполипопротеин Е (ApoE). Выявление полиморфизма e2-e3-e4	1050
19.21.01.A	Эффективность терапии препаратом "Клопидогрел" ("Плавикс")	1900
19.21.11.A	Ген рецептора витамина D(VDR), полиморфизм 283 A>G(BsmI)	960
19.22.01.A	Генетическая диагностика адреногенитального синдрома, исследование мутаций гена CYP21A2	6100
19.22.10.A	Полногеномное молекулярно-генетическое исследование при врожденном ангионевротическом отеке (ген SERPING1)	17500
19.23.01	Лактозная непереносимость (полиморфизм гена LCT MCM6)	1200
19.24.01.A	Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8)	5710
19.25.01.A	Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). Выявление мутации g.39738787C>T (rs12979860, регуляторная область гена)	1150
19.25.02.A	Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). Выявление мутации g.39743165T>G (rs8099917, регуляторная область гена)	950
19.26.01.A	Область фактора аутоспермии (Locus AFR). Выявление мутаций delAZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в регуляции синтеза и структуре белков)	1800
19.27.04.A	Гемохроматоз, определение мутаций HFE: 187C>G (rs1799945) HFE: 845G>A (rs1800562)	3250
19.61.02.A	Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе	3700
19.50.01.A	Генодиагностика синдрома ломкой X-хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) у лиц мужского пола	4200
19.40.02.A	Кариотипирование abortивного материала молекулярными методами с исследованием микроструктурных аномалий хромосом	11560
19.28.01.A	Комплексное молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS). Развернутое онкогенетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF, KRAS, NRAS)	8280
19.29.01.A	Развернутое онкогенетическое исследование рака легкого (мутации в генах EGFR, KRAS, BRAF, HER2)	9900
19.30.01.A	Развернутое онкогенетическое исследование рака легкого (мутации в генах EGFR, KRAS, BRAF, HER2)	11650
19.31.01.A	Полное молекулярно-генетическое исследование цитологического материала щитовидной железы (KRAS, NRAS, NRAS, TERT, BRAF, RET/PTC, RAX8/PPARG)	10250
19.32.01.A	Сокращенное молекулярно-генетическое исследование цитологического материала щитовидной железы (KRAS, NRAS, NRAS, BRAF)	4660

НИПТ		
19.41.00. C8.A	НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGIEASY 1 на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола	18200
19.41.01. C8.1.A	НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGIEASY 2 на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + определение пола	21860
19.41.02. C8.2.A	НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGIEASY 3 на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + анеуплоидии (синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия X, синдром Якобса, синдром ХХУУ) + определение пола	25530
19.41.03. C8.3.A	НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGIEASY 4 на определение наличия у плода Трисомии по 22, 21, 18, 16, 13 и 9 хромосоме + анеуплоидии (синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия X, синдром Якобса, синдром ХХУУ) + определение пола	29440
19.41.04. C8.4.A	НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGIEASY 5 на все хромосомы, включая анеуплоидии (синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия X, синдром Якобса, синдром ХХУУ) + определение пола	33100
19.70.00.A	Определение пола плода (экспертный 99%) с 9 недель	11500
19.70.01.A	Определение Rh-фактора плода с 10 недель	11000
ДНК ТЕСТЫ (полный перечень тестов на сайте)		
19.81.00.A	Тест ДНК на отцовство / материнство информационный, 2 участника (предполагаемый родитель+ребенок), 25 маркеров, буккальный эпителий	10500
19.82.00.A	Тест ДНК на установление других видов родства до 3 степени информационный, 2 участника, буккальный эпителий	18700
19.81.04.A	Досудебная генетическая экспертиза на отцовство/материнство, 3 участника (предполагаемый родитель+ребенок+безусловный родитель), 25 маркеров, буккальный эпителий	17500
19.81.06.A	Судебная генетическая экспертиза на отцовство/материнство, 3 участника (предполагаемый родитель+ребенок+безусловный родитель), 25 маркеров, буккальный эпителий	20000
19.82.01.A	Досудебная генетическая экспертиза на установление других видов родства до 3 степени, 2 участника, буккальный эпителий	20000
19.82.02.A	Судебная генетическая экспертиза на установление других видов родства до 3 степени, 2 участника, буккальный эпителий	22500
19.83.00.A	ДНК профилирование мобилизованных и их родственников, 1 участник, 25 маркеров, буккальный эпителий	9000
19.83.01.A	СРОЧНОЕ ДНК профилирование мобилизованных и их родственников, 1 участник, от 25 маркеров, буккальный эпителий	11000
ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ (без биопсии)		
06.51.07.A	Фибро/АктиТест	12400
06.51.08.A	ФиброМакс	16200
06.51.09.A	СтеатоСкрин	11000
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
11.07.02	Исслед. мазка из носоглотки*	400
11.07.05	Исслед. мокроты*	440
11.13	Исслед. гормонального фона (кольпцитология)*	440
11.14	Исслед. аспирата из полости матки*	440
11.15	Исслед. пунктата щитовидной железы*	440
11.16	Исслед. пунктата молочной железы*	440
11.17	Исслед. выделений молочной железы*	440
11.18	Исслед. плевральной / асцитической жидкости*	440
11.19	Исслед. перикардиальной жидкости*	440
11.20	Исслед. пунктатов и соскобов опухоли кожи*	440
11.22	Исслед. мочи*	440

* - образец биоматериала предоставляется пациентом

■ - Требуется спец.контейнер А - Требуется заполнить анкету

МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
23.37	Люминесцентная микроскопия с окрашиванием калькофлюором белым на патогенные грибы: ☐ волосы с волосистой луковицей ☐ соскоб с ногтевой пластины ☐ соскоб с кожи	850
Микологические исследования с определением чувствительности к антимикотическим препаратам		
23.26	Микологическое исследование (посев) на дрожжевые грибы (родов Candida spp., Cryptococcus spp. и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1400
23.42	Микологическое исследование (посев) на дрожжевые грибы (родов Candida spp., Cryptococcus spp. и других) с подбором минимальной эффективной дозировки антимикотических препаратов МПК Bio-Rad Фунгитест	2200
23.40	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на дрожжеподобные липофильные грибы Malassezia spp. с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1600
23.41	Комплексное микологическое исследование (посев + микроскопия) на дерматофиты, дрожжевые грибы, дрожжеподобные грибы Malassezia spp. и плесневые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам грибов рода Candida spp. и дрожжеподобных грибов	2200
Микологические исследования без определения чувствительности к антимикотическим препаратам		
23.38	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на плесневые грибы Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам	1600
23.39	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам	1600

красная / желтая пробирка

желтая пробирка с гелем 5 мл

зеленая пробирка 2 мл

зеленая пробирка 4 мл

зеленая пробирка с гелем

серая пробирка

голубая пробирка

розовая пробирка

фиолетовая пробирка 4 мл

фиолетовая с желтым кольцом

контейнер для мочи 60 мл

виала для ж.ц.

контейнер с консервантом (5% цитрат Na)

эппендорф

контейнер для слюны

предметное стекло

стерильный контейнер

* Исследования доступны по следующим адресам:

с Пн-Сб с 7.30 до 11.00

ул. Г.Звезда, 30
ул. Крупской, 26
ул. Ленина, 10

ул. Ленина, 82
ул. Ленина, 83
ул. Леонова, 23

ш.Космонавтов, 121
пр. Парковый, 31/1
ул. Г. Хасана, 1

с Пн-Пт с 7.30 до 17.30
в Сб. с 7.30 до 11.00

с Пн-Пт с 7.30 до 17.30
с Пн-Пт с 7.30 до 17.30