

НАПРАВЛЕНИЕ в медицинскую лабораторию МЕДЛАБЭКСПРЕСС

☎ 8 (342) 240-40-40, 8 (800) 222-20-40 (Звонок бесплатный)

Пункты Перми и Пермского края.

📍 Данные пункты работают без выходных!

Заказчик			
Врач (фамилия, имя, отчество)			
Пациент (фамилия, имя, отчество полностью)			пол
Дата рождения (дд.мм.гг.)	Курение: ДА / НЕТ	Прием антикоагулянтов: ДА / НЕТ	День цикла / срок беремен. / Прием ОК: ДА / НЕТ
Диагноз:			
Страховая компания:		№ полиса	
Дата забора:	Время забора:	Кол-во контейнеров:	Кол-во исследований:

ул. Газеты Звезда, 30 NEW	ул. Куйбышева, 51	ул. Леонова, 23	ул. Уральская, 95
ул. Ленина, 10	ул. Куйбышева, 97	ул. Леонова, 45	ул. Ким, 49
ул. Ленина, 82	ул. Островского, 49	шоссе Космонавтов, 121	ул. Ушинского, 4
ул. Попова, 57	ул. 40-я Победы, 10 А (Ляды)	пр. Декабристов, 22	ул. Гашкова, 20
ул. Героев Хасана, 1 УЗИ	ул. Василия Татищева, 8	ул. Карпинского, 14	ул. Макаренко, 54
ул. 25 Октября, 40 А	ул. Каляева, 20	ул. Карпинского, 50	ул. Сапфирная, 13
ул. Чернышевского, 15	ул. Маршала Рыбалко, 74	ул. Карпинского, 112	ул. Целинная, 43/1
ул. Белинского, 31	пр. Парковый, 31/1	ул. Вильямса, 4	ул. Сапфирная, 13
ул. Холмогорская, 4 В	ул. Баракзинной, 38 NEW	ул. Веденева, 41	ул. Камская, 1 Б (Кондратово)
ул. Лодыгина, 26	ул. Мильчакова, 19	ул. Молдавская, 4	ул. Нижнемуллинская, 8 (Култаво)
ул. Солдатова, 42/3	ул. Докучаева, 32	ул. Уральская, 115/	ул. Победы, 18 (Усть-Качка)
ул. Серпуховская, 17	ул. Ленина, 83	ул. Крупской, 26 УЗИ	ул. Центральная, 24/1 (Лобаново)
ул. Революции, 5	ул. Плеханова, 58 А	ул. Аркадия Гайдара, 14 А	пгт. Звездный, ул. Ленина, 16
Барда: ул. Фрунзе, 5	Кудымкар: ул. Данилова, 14 А	Соликамск: ул. Советская, 53	ул. Северная, 47 (м-н Боровск)
Березники: ул. Пятилетки, 22	ул. М. Горького, 22	ул. Северная, 47 (м-н Боровск)	ул. К. Маркса, 41
ул. Юбилейная, 119	ул. К. Маркса, 14	Суксун: ул. Коммунистическая, 6	ул. Коммунистическая, 6
ул. И. Доценникова, 9	ул. Металлистов, 26	Уинское: ул. Строительная, 8	Приморский бульвар, 29
ул. Кирова, 3 УЗИ	ул. Чапаева, 21	Чайковский: ул. Строительная, 8	ул. Коммунистическая, 18 А
ул. Советская, 72	пр. Ленина, 5	Чернушка: ул. Коммунистическая, 18 А	ул. Красноармейская, 90 А
ул. Красная, 1	ул. Генерала Богомякова, 8	Чусовой: ул. Ленина, 22	
ул. Красная, 21	ул. Степана Разина, 81 А		
ул. Просвещения, 7 А	ул. Пяткина, 56		

МАТЕРИАЛ Биопсия первичная, вторичная (нужное подчеркнуть)

При повторной биопсии указать № и дату первичной

Дата и вид операции

Маркировка материала, число объектов

Клинические данные

(продолжительность заболевания, проведенное лечение)

при опухолях - точная локализация, темпы роста, размеры, консистенция,

отношение к окружающим тканям, метастазы, наличие других опухолевых узлов,

специальное лечение; при исследовании лимфоузлов указать анализ крови, соскобов, эндометрия, молочных желез,

начало и окончание последней менструации, характер нарушения менструальной функции, дату начала кровотечения)

Клинический диагноз

Дата последнего менструального цикла

НАЧАЛО			ОКОНЧАНИЕ			ДАТА НАЧАЛА КРОВОТЕЧЕНИЯ			при исследовании соскобов эндометрия, молочных желез
/	/	/	/	/	/	/	/	/	

✓	код	ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	цена
	21.41.00.A	Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия шейки матки, влагалища, вульвы (слизистая), пайпель-биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы))	1 450
	21.44.00.A	Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за исключением многофокусных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях)	1 770
	21.45.00.A	Гистологическое исследование эндоскопического материала ЖКТ при воспалительных заболеваниях (желудок - многофокусная биопсия, все полученные образцы с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010; кишечник - стандартная многофокусная биопсия при воспалительных заболеваниях, все полученные образцы)	2 720
	21.46.00.A	Гистологическое исследование эндоскопического материала с выявлением Helicobacter pylori	2 280
	21.47.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация), мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, эпидиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого канала, ткань свищевого хода и грануляций, аневризма сосуда, варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная трещина, аппендикс)	1 520
	21.48.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 2 группы (придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники)	2 790
	21.49.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 3 группы (предстательная железа (ТУР и эктомия), легкое, желудок, матка (экстирпация матки с придатками), кишечник, почка, молочная железа и другие органы и органо-комплексы при радикальных операциях)	4 950
	21.50.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 4 группы (центральная нервная система, костный мозг и материал костной ткани)	5 580
	21.51.00.A	Гистологическое исследование пункционного материала (печень, почка, молочная железа, щитовидная железа и другие органы и ткани (за исключением материала многофокусной пункционной биопсии предстательной железы))	2 530
	21.53.00.A	Определение HER2 статуса опухоли методом FISH	19950
	21.54.00.A	Определение HER2 статуса опухоли методом CISH	19950
	21.55.00.A	Определение мутаций в гене KRAS, опухолевая ткань	12 500
	21.56.00.A	Определение мутаций в гене NRAS (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)	9 900
	21.52.00.A	Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, Ki67, Her2 neu)	9900
	21.43.01.A	ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56))	11 950
	21.43.02.A	ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR))	9 900
	21.43.03.A	Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), Ki67 (индекс пролиферативной активности) (кроме PTEN)	15 370
	21.43.04.A	ИГХ рецепторного статуса эндометрия, расширенное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56/LIF))	15 900
		ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	
	21.43.00.A	Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология BD SurePath (ПАП-тест)	7 900

Данная информация носит справочный характер и не является официальной офертой. Актуальную информацию уточняйте на сайте и в лаборатории «МедЛабЭкспресс»

Режим работы уточняйте на сайте: www.medlabexpress.perm.ru

☎ 8 (342) 240-40-40, 8 (800) 222-20-40 (Звонок бесплатный)

Код	Наименование	Тип образца	Контейнер	Хранение	Описание	заключение	цена
21.41.00.A	Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия шейки матки, влагалища, вульвы (слизистая), пайпель-биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы))	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. 1 контейнер (1 локализация)	при +2 - +8 С	Стандартный код для исследования биопсийного гинекологического материала. Соскобы, пайпель. ВАЖНО! По причине принципиально различных микроскопических картин и морфологических процессов полость матки и цервикальный канал - это две разные локализации. Материал должен быть помещен в разные промаркированные контейнеры, по каждому из них выполняется отдельное исследование и выдается отдельное заключение. В случае удаления полипа, его рекомендуется также помещать в отдельный контейнер с соответствующей маркировкой. Также проводится отдельное исследование и выдается заключение.	1 заключение	за 1 исследование
21.44.00.A	Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за исключением многофокусных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях)	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. В зависимости от количества локализаций взятия б/м	Хранить при +2 - +8 С	Стандартный код для исследования биопсийного эндоскопического материала: органы ЖКТ, а также материал полученный при бронхоскопии. ВАЖНО! В случае забора материала из нескольких локализаций фрагменты должны быть помещены в отдельные промаркированные контейнеры, по каждому из которых выполняется отдельное гистологическое исследование и выдается отдельное заключение.	отдельное заключение по каждой локализации	цена за каждое отдельное исследование по каждой локализации
21.45.00.A	Гистологическое исследование эндоскопического материала ЖКТ при воспалительных заболеваниях (желудок - многофокусная биопсия, все полученные образцы с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010; кишечник - стандартная многофокусная биопсия при воспалительных заболеваниях, все полученные образцы)	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. Допускается до 7 контейнеров(зон)-биопсийный материал кишечника или с 3-х отделов желудка в три контейнера по классификации OLGA	Хранить при +2 - +8 С	"Биопсийный материал кишечника. Исследование на предмет воспалительных процессов. Направляются фрагменты слизистой кишечника, каждый отдел в отдельный контейнер. Выдается общее заключение. В случае направления образований, такие фрагменты помещаются отдельно и исследуются отдельно. Забор биоматериала необходимо производить из 3-х отделов желудка в три контейнера: - 2 кусочка из тела желудка - 2 кусочка из антрального отдела желудка - 1 кусочек с угла желудка На каждом контейнере должна быть соответствующая маркировка с указанием локализации. При нарушении требований преанализики по забору биоматериала, есть риск выдачи заключений, следующего содержания : 1. "Оценить исследованный материал по системе OLGA не представляется возможным, т.к. один из объектов взят неадекватно (поверхностно). Заключение дано по двум объектам отдельно." и далее гистологическое заключение. 2. "Вследствие наличия трех биоптатов в присланном материале вместо пяти, оценить степень и стадию по OLGA не представляется возможным." и далее гистологическое заключение"	1 общее заключение	за 1 исследование
21.46.00.A	Гистологическое исследование эндоскопического материала с выявлением Helicobacter pylori	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. В зависимости от количества локализаций взятия б/м	Хранить при +2 - +8 С	Стандартный код для исследования биопсийного эндоскопического материала: органы ЖКТ, а также материал полученный при бронхоскопии. ВАЖНО! В случае забора материала из нескольких локализаций фрагменты должны быть помещены в отдельные промаркированные контейнеры, по каждому из которых выполняется отдельное гистологическое исследование и выдается отдельное заключение.	отдельное заключение по каждой локализации	цена за каждое отдельное исследование по каждой локализации
21.47.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация), мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, эпюлиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная трещина, аппендикс)	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. 1 контейнер (1 локализация)	Хранить при +2 - +8 С	"Универсальный код для малого операционного материала: кожные и подкожные образования (1 локализация), мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, эпюлиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная трещина, аппендикс. Все кожные и подкожные образования, а также фрагменты патологических образований локализаций необходимо направлять под данным кодом."	1 заключение	за 1 исследование
21.48.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 2 группы (придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники)	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. 1 контейнер (1 локализация)	Хранить при +2 - +8 С	"Универсальный код для среднего операционного материала: придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники. Материал, полученный при частичном удалении (резекции) органа."	1 заключение	за 1 исследование
21.49.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 3 группы (предстательная железа (ТУР и эктомия), легкое, желудок, матка (экстирпация матки с придатками), кишечник, почка, молочная железа и другие органы и органокомплексы при радикальных операциях)	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. 1 контейнер (1 локализация)	Хранить при +2 - +8 С	"Универсальный код для крупного операционного материала: предстательная железа (ТУР и эктомия), легкое, желудок, матка (экстирпация матки с придатками), кишечник, почка, молочная железа и другие органы и органокомплексы при радикальных операциях. Материал, полученный при удалении органа или целого органокомплекса (пример: матка с предатками)."	1 заключение	за 1 исследование
21.50.00.A	Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 4 группы (центральная нервная система, костный мозг и материал костной ткани)	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. 1 контейнер (1 локализация)	Хранить при +2 - +8 С	"Код для сложного диагностического материала: центральная нервная система, костный мозг и материал костной ткани."	1 заключение	за 1 исследование
21.51.00.A	Гистологическое исследование пункционного материала (печень, почка, молочная железа, щитовидная железа и другие органы и ткани (за исключением материала многофокусной пункционной биопсии предстательной железы))	Образец ткани	Контейнер пластиковый стерильный, с завинчивающейся крышкой (наполнитель: фиксатор - 10% формалин), 60 мл. 1 контейнер (1 локализация) (допускается несколько пункционных столбиков ткани из 1 образования в 1 один контейнер)	Хранить при +2 - +8 С	Исследование материала, полученного пункционным методом. Кроме материала предстательно железы.	1 заключение	за 1 исследование